



EN	
Instructions for use	
Sodium hyaluronate 44 mg 2 ml of 2.2% gel in a pre-filled syringe	
Composition 1ml contains: Sodium hyaluronate Sodium chloride Disodium hydrogen phosphate Sodium dihydrogen phosphate Water for injection	 22.000 mg 8.500 mg 0.563 mg 0.045 mg q.s.

Description

Flavya™ Excellence with pH 6.8-7.4 contains non-crosslinked sodium hyaluronate, polysaccharide naturally occurring in the skin and connective tissue, produced by bacterial fermentation, non-animal origin. It is sterile and non-pyrogenic. Product is intended for injections into mid to deep dermis layers for rejuvenation treatment in the process of physiological aging and for the tissue repair.

Indications

In order to increase the ability of water-binding in the skin – to improve skin hydration, elasticity and density, for protection of cells against free radicals, cells revitalization and accelerate wound healing by initiating collagen and elastin synthesis.

Contraindications

The product should not be administered to patients:

- with known hypersensitivity to any of the components of the product;
- with infection process at the injection site;
- with dermatosis at the injection site;
- who are using anticoagulants.

Laser resurfacing and medium-deep peeling are not recommended during intradermal treatment with sodium hyaluronate.

Precautions

All safety precautions during procedure should be taken to prevent occurrence of infection. The product is intended for injections into dermis. Avoid touching the injection site for at least 12 hours after treatment. Avoid prolonged exposure to the sun for at least one week after treatment. Do not concomitantly use disinfectants containing quaternary ammonium salts for skin preparation as hyaluronan can precipitate in their presence. Do not mix with other products. Do not apply in areas already treated with other implants. Children, pregnant or nursing women should not be treated with this product as there are no clinical data available on its use in these patients. The product should not be used if a sterile pre-filled syringe is damaged. The product must be used before the expiration date indicated on the packaging. Do not re-sterilize. It is to be used on one patient during a single appointment. Store at temperature between +2°C and +25°C. Keep away from sunlight. Protect from moisture. The product must be kept out of the reach of children.

Potential side effects

Biocompatibility studies have confirmed high safety of the product. The use of Flavya™ Excellence is associated with the risk of adverse tissue reactions in very rare cases. Transient local reactions, such as pain, redness and swelling, may occur after injection. The use of product as other procedures of this kind, can be associated with the inherent risk of infection.

Interactions

No incompatibility with other solutions administered into dermis has been reported so far.

Administration and dosage

Disinfect the skin at the site of planned injection. Take the pre-filled syringe from the packaging, remove the Luer-lock closure and screw a suitable sterile needle (e.g. 30G) onto the syringe. Remove air bubbles before injection. Flavya™ Excellence is to be injected in small volumes into mid to deep dermis. The depth of injection must not exceed 4 mm. The product can be injected no more than once a week, three to five times during therapy. Maintenance treatment cycles should be repeated every 4-6 months.

Properties and mode of action

The viscoelastic and moisturizing properties of sodium hyaluronate allow for rehydration of the tissues and creation of the optimum condition, to prevent the skin aging process.

Therefore, sodium hyaluronate is widely used in aesthetic medicine area in mesotherapy.

Packaging

Sterile pre-filled syringe containing 2 ml of transparent gel placed in a blister and 2 sterile needles (30G).

To be used exclusively by a medical doctor.

PL	
Instrukcja używania	
Hialuronian sodu 44 mg 2 ml 2,2% żelu w ampułkostrzykawce	
Skład 1ml zawiera: Hialuronian sodu Chlorek sodu Dwusodowy wodorofosforan Sodowy dwuwodorofosforan Woda do iniekcji	 22,000 mg 8,500 mg 0,563 mg 0,045 mg q.s.
Opis Flavya™ Excellence o pH 6,8-7,4 zawiera nieusieciowany hialuronian sodu, naturalnie występujący w skórze i tkance łącznej polisacharyd, uzyskany na drodze fermentacji bakteryjnej, pochodzenia niezwierzęcego. Wyrób został poddany sterylizacji i jest apirogenny. Produkt przeznaczony jest do iniekcji do średnio-głębokich i głębokich warstw skóry właściwej. Wyrób wykorzystywany jest w zabiegu odmłodzenia skóry w fizjologicznym procesie starzenia się oraz procesie naprawy tkanki skórnej.	
Wskazania W celu zwiększenia zdolności wiązania wody w skórze - poprawy nawilżenia, elastyczności i gęstości skóry, ochrony komórek przed wolnymi rodnikami, rewitalizacji komórkowej oraz przyspieszenia gojenia się ran poprzez inicjację syntezy kolagenu i elastyny.	

Przeciwwskazania
Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów:

- ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników produktu;
- z infekcją w miejscu planowanej iniekcji;
- z dermatozą w miejscu planowanej iniekcji;
- przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.

Laserowa odnowa oraz peeling średniogłęboki nie są wskazane podczas kuracji hialuronianem sodu.

Środki ostrożności

Należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności podczas przeprowadzania zabiegu w celu zapobiegania wystąpienia infekcji. Wyrób przeznaczony jest do iniekcji do skóry właściwej. Należy unikać dotykania obszaru iniekcji przez co najmniej 12 godzin po zabiegu. Należy unikać długotrwałego przebywania na słońcu przez okres co najmniej tygodnia po zabiegu. Do dezynfekcji skóry przed iniekcją nie stosować środków zawierających czwartorzędowe sole amoniowe, ponieważ w ich obecności hialuronian może ulec wytrąceniu. Nie mieszać z innymi produktami. Nie stosować w obszarach, w których zaaplikowano już inne implanty. Ze względu na brak wystarczających danych klinicznych, wyrobu nie należy stosować u dzieci oraz u kobiet w okresie ciąży i laktacji. Nie należy stosować produktu w przypadku, gdy sterylna ampułkostrzykawka jest uszkodzona. Nie należy stosować produktu po upływie daty ważności wskazanej na opakowaniu. Produkt nie może być ponownie sterylizowany. Ampułkostrzykawka przeznaczona jest do stosowania u jednego pacjenta podczas jednego zabiegu. Przechowywać w temperaturze od +2°C do +25°C. Chronić przed wilgocią i promieniami słonecznymi. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Możliwe działania niepożądane
Badania biokompatybilności potwierdziły wysokie bezpieczeństwo stosowania produktu. Bardzo rzadko stosowanie wyrobu Flavya™ Excellence wiąże się z ryzykiem wystąpienia niepożądanych reakcji tkankowych. Po iniekcji mogą wystąpić miejscowe reakcje, takie jak ból, zaczerwienienie i obrzęk. Podobnie jak w przypadku innych zabiegów tego typu, stosowanie wyrobu wiąże się z ryzykiem infekcji.

Interakcje

Jak dotąd nie przedłożono żadnych danych dotyczących komplikacji lub efektów ubocznych w wyniku reakcji produktu z innymi roztworami stosowanymi iniekcyjnie do skóry właściwej.

Sposób stosowania i dawkowanie

Skórę zdezynfekować w miejscu planowanej iniekcji. Wyjąć ampułkostrzykawkę z opakowania, usunąć zacisk Luer-lock i nakreć odpowiednią sterylną igłę (np. 30G). Usunąć ewentualne pęcherzyki powietrza przed wykonaniem iniekcji. Flavya™ Excellence wstrzykuje się w małych objętościach do skóry właściwej. Głębokość iniekcji nie może przekraczać 4 mm. Produkt można wstrzykiwać nie częściej niż raz w tygodniu, trzy do pięciu razy w trakcie terapii. W celu utrzymania efektu, cykl terapii zaleca się powtarzać co 4-6 miesięcy.

Właściwości i mechanizm działania

Właściwości viskoelastyczne i nawilżające hialuronianu sodu pozwalają na ponowne nawilżenie tkanek i stworzenie

optymalnego środowiska zapobiegającego procesowi starzenia się skóry. Z tego powodu hialuronian sodu znalazł szerokie zastosowanie w obszarze medycyny estetycznej w mezoterapii.

Zawartość opakowania

Sterylna ampułkostrzykawka, zawierająca 2 ml bezbarwnego żelu, umieszczona w blistrze oraz 2 sterylne igły (30G).

Wyłącznie do zastosowania przez lekarza.

DE	
Gebrauchsanweisungen	
Natriumhyaluronat 44 mg 2 ml 2,2% Gel in einer vorgefüllten Spritze	
Zusammensetzung 1 ml enthält: Natriumhyaluronat Natriumchlorid Dinatriumhydrogenphosphat Natriumdihydrogenphosphat Wasser für Injektionszwecke	 22,000 mg 8,500 mg 0,563 mg 0,045 mg q.s.
Beschreibung Flavya™ Excellence, pH 6,8-7,4, enthält unvernetztes Natriumhyaluronat, ein natürlich in der Haut und im Bindegewebe vorkommendes Polysaccharid, das durch bakterielle Fermentation gewonnen wird und nicht tierischen Ursprungs ist. Das Medizinprodukt wurde sterilisiert und ist apirogen. Das Produkt ist für die Injektion in die mittleren bis tiefen Schichten der Dermis bestimmt. Das Produkt dient zur Unterstützung der Hautverjüngung beim physiologischen Alterungsprozess und bei der Reparatur des Hautgewebes.	

Verwendungszweck

Erhöhung der Wasserbindungskapazität der Haut - Verbesserung der Hautfeuchtigkeit, Elastizität und Dichte, Schutz der Zellen vor freien Radikalen, Zellrevitalisierung und Beschleunigung der Wundheilung durch Anregung der Kollagen- und Elastinsynthese.

Gegenanzeigen

Das Produkt sollte nicht bei folgenden Patienten angewendet werden:

- mit bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltstoffe des Produkts;
- mit einer Infektion an der Stelle der geplanten Injektion;
- mit Dermatose an der Stelle der geplanten Injektion;
- die Antikoagulanzen einnehmen.

Während der Behandlung mit Natriumhyaluronat sind Laserresurfacing und mitteltiefes Peeling nicht empfohlen.

Vorsichtsmaßnahmen

Bei der Durchführung der Behandlung sollten alle Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, um das Auftreten von Infektionen zu verhindern. Das Produkt ist für die Injektion in die Dermis bestimmt. Nach der Behandlung ist eine Berührung der Injektionsstelle für mindestens 12 Stunden zu vermeiden. Nach einer Behandlung sollte mindestens eine Woche lang eine längere Sonnenexposition vermieden werden. Zur Desinfektion der Haut vor der Injektion sollen keine Mittel verwendet werden, die quaternäre Ammoniumsalze enthalten, da Hyaluronat in deren Gegenwart ausfallen kann. Nicht mit anderen Produkten mischen. Nicht in Bereichen verwenden, in denen bereits andere Implantate eingesetzt wurden. Da nicht genügend klinische Daten vorliegen, ist die Behandlung mit dem Produkt bei Kindern und bei Frauen während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht durchzuführen. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die sterile Fertigspritze beschädigt ist. Das Produkt nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum verwenden. Das Produkt kann nicht erneut sterilisiert werden. Eine Fertigspritze ist zur Verwendung durch einen Patienten während einer Behandlung bestimmt. Bei einer Temperatur von +2°C bis +25°C lagern. Vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht schützen. Das Produkt sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Mögliche unerwünschte Reaktionen

Biokompatibilitätsstudien haben die hohe Sicherheit des Produkts bestätigt. Sehr selten ist die Anwendung von Flavya™ Excellence mit dem Risiko von unerwünschten Gewebereaktionen verbunden. Nach der Injektion können lokale Reaktionen wie Schmerzen, Rötungen und Schwellungen auftreten. Wie bei anderen Behandlungen dieser Art besteht auch bei der Verwendung des Geräts die Gefahr einer Infektion.

Wechselwirkungen

Bislang wurden keine Daten über Komplikationen oder Nebenwirkungen infolge von Reaktionen des Produkts mit anderen Lösungen für dermale Injektionen vorgelegt.

Anwendung und Dosierung

Die Haut an der Stelle der geplanten Injektion desinfizieren. Die Fertigspritze aus der Verpackung herausnehmen, die Luer-Lock-Klemme entfernen und eine passende sterile Nadel (z.B. 30G) aufstecken. Vor der Injektion alle Luftblasen entfernen. Flavya™ Excellence ist in kleinen Mengen in die Dermis zu injizieren. Die Injektionstiefe darf nicht 4 mm überschreiten. Das Präparat kann höchstens einmal pro Woche und drei- bis fünfmal während der Therapie injiziert werden. Um die Wirkung

aufrechtzuerhalten, wird empfohlen, den Behandlungszyklus alle 4-6 Monate zu wiederholen.

Eigenschaften und Wirkmechanismus

Die viskoelastischen und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften von Natriumhyaluronat ermöglichen die Rehydrierung des Gewebes und schaffen ein optimales Milieu, um der Hautalterung vorzubeugen. Aus diesem Grund hat Natriumhyaluronat im Bereich der ästhetischen Medizin in der Mesotherapie eine breite Anwendung gefunden.

Inhalt des Pakets

Sterile Ampullenspritze mit 2 ml farblosem Gel in einer Blisterpackung und 2 sterilen Nadeln (30G).

Ausschließlich zur Verwendung durch einen Arzt.

ES

Instrucciones de uso

Hialuronato de sodio 44 mg
2 ml 2,2% de gel en jeringa precargada

Composición
1 ml contiene:
Hialuronato de sodio
Cloruro de sodio
Dihidrogenofosfato de disodio
Dihidrogenofosfato de sodio
Agua para inyección

Descripción
Flavya™ Excellence con pH 6,8-7,4 contiene hialuronato de sodio no reticulado, un polisacárido presente de manera natural en la piel y el tejido conjuntivo, obtenido mediante fermentación bacteriana, de origen no animal. El producto ha sido sometido a esterilización y es apirógeno. El producto está destinado para su inyección en las capas medias-profundas y profundas de la dermis. El producto es utilizado en el tratamiento de rejuvenecimiento de la piel en el proceso fisiológico de envejecimiento y en el proceso de reparación del tejido dérmico.

Indicaciones

Para aumentar la capacidad de retener agua en la piel: mejora de la hidratación, la elasticidad y la densidad de la piel, protección de las células frente a los radicales libres, revitalización celular y aceleración de la cicatrización de las heridas mediante la iniciación de la síntesis de colágeno y elastina.

Contraindicaciones

El producto no deberá ser empleado en pacientes:

- con una hipersensibilidad confirmada a cualquiera de los ingredientes del producto;
- con infección en el lugar de la inyección prevista;
- con dermatosis en el lugar de la inyección prevista;
- que tomen fármacos anticoagulantes.

La regeneración con láser y el peeling medio-profundo no están indicados durante el tratamiento con hialuronato de sodio.

Medidas de precaución

Se deben respetar todas las medidas de precaución durante la realización del tratamiento para evitar la aparición de infecciones. El producto está destinado para su inyección en la dermis. Se debe evitar tocar la zona de la inyección durante al menos 12 horas tras el tratamiento. Se debe evitar permanecer durante mucho tiempo al sol en un periodo de al menos una semana tras el tratamiento. Para desinfectar la piel antes de la inyección no emplear productos que contengan sales cuaternarias de amonio, ya que en su presencia el hialuronato de sodio puede precipitar. No mezclar con otros productos. No emplear en zonas en las que ya se hayan aplicado otros implantes. Debido a la falta de datos clínicos suficientes, el producto no debe emplearse en niños ni en mujeres embarazadas o lactantes. No se debe emplear el producto en caso de que la jeringa precargada estértil esté dañada. No se debe emplear el producto después de la fecha de validez indicada en el envase. El producto no puede ser nuevamente esterilizado. La jeringa precargada está destinada para su uso en un paciente durante un tratamiento. Conservar a una temperatura de +2°C a +25°C. Proteger de la humedad y los rayos solares. El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Posibles efectos adversos

Los estudios de biocompatibilidad han confirmado la elevada seguridad del uso del producto. Muy raramente el empleo del producto Flavya™ Excellence está relacionado con la aparición de reacciones tisulares adversas. Tras la inyección pueden aparecer reacciones locales, como dolor, enrojecimiento y edema. Al igual que en el caso de otros tratamientos de este tipo, el empleo del producto está relacionado con un riesgo de infección.

Interacciones

Hasta ahora no se han presentado datos algunos sobre complicaciones o efectos secundarios como consecuencia de la reacción del producto con otras soluciones aplicadas mediante inyección en la dermis.

Posología y forma de administración

Desinfectar la piel en el lugar de la inyección prevista. Sacar la jeringa precargada del envase, retirar el cierre Luer-Lock y colocar una aguja esteril adecuada (por ejemplo, 30G). Eliminar las eventuales burbujas de aire antes de realizar la inyección.

Flavya™ Excellence se inyecta en pequeños volúmenes en la dermis. La profundidad de inyección no puede superar los 4 mm. Il prodotto può essere iniettato al massimo una volta alla settimana e dà tre a cinque volte durante il trattamento. Per mantenere l'effetto, si consiglia di ripetere il ciclo di trattamento ogni 4-6 mesi.

Propiedades y mecanismo de actuación

Las propiedades viscoelásticas e hidratantes del hialuronato de sodio permiten volver a hidratar los tejidos y crear un entorno óptimo que evita el proceso de envejecimiento de la piel. Por ese motivo el hialuronato de sodio tiene amplias aplicaciones en el campo de la medicina estética, en la mesoterapia.

Contenido del envase

Jeringa precargada esteril, con 2 ml de gel incoloro, colocada en un blister y 2 agujas estériles (30G).

Únicamente para ser utilizado por un médico.

IT

Istruzioni per l'uso

Ialuronato di sodio 44 mg
2 ml 2,2% di gel in siringa preriempita

Composizione
1 ml contiene:
Ialuronato di sodio
Cloruro di sodio
Fosfato disodico
Sodio diidrogeno fosfato
Acqua per preparazioni iniettabili

Descrizione

Flavya™ Excellence con pH 6,8-7,4 contiene Ialuronato di sodio non reticolato, un polisaccaride naturalmente presente nella pelle e nei tessuti connettivi, ottenuto tramite la fermentazione batterica di origine non animale. Il prodotto è stato sottoposto a sterilizzazione ed è apirogeno. Il prodotto è destinato alle iniezioni negli strati medio-profondi e profondi del derma. Il prodotto è utilizzato nel trattamento ringiovanente della pelle nel processo fisiologico dell'invecchiamento e nel processo di riparazione del tessuto cutaneo.

Indicazioni

Per aumentare la capacità di legare l'acqua nella pelle, migliorare l'umidificazione, l'elasticità e la densità della pelle, proteggere le cellule dai radicali liberi, rivitalizzare le cellule e velocizzare la guarigione delle ferite attraverso l'iniziazione della sintesi di collagene ed elastina.

Controindicazioni

Il prodotto non può essere utilizzato nei pazienti:

- con ipersensibilità nota ad uno qualsiasi degli eccipienti;
- con infezione nel sito dell'iniezione;
- con dermatosi nel sito dell'iniezione;
- che assumono farmaci anticoagulanti.

Il rinnovamento laser e peeling di media profondità sono sconsigliati durante il trattamento con Ialuronato di sodio.

Avvertenze

Osservare tutte le precauzioni necessarie durante il trattamento per evitare le infezioni. Il prodotto è destinato alle iniezioni nel derma profondo. Evitare il contatto con l'area trattata per almeno 12 ore dopo l'iniezione. Evitare l'eccessiva esposizione ai raggi solari per almeno una settimana dopo il trattamento. Per disinfettare la pelle prima dell'iniezione non utilizzare prodotti contenenti sali quaternari di ammonio poiché possono causare la precipitazione dell'acido ialuronico. Non mescolare con altri prodotti. Non utilizzare nelle aree in cui sono stati già applicati altri impianti. Non utilizzare il prodotto in bambini e in donne in gravidanza e durante l'allattamento, poiché non ci sono sufficienti dati clinici disponibili. Non utilizzare il prodotto nel caso in cui la siringa preriempita risulti danneggiata. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Il prodotto non può essere nuovamente sottoposto a sterilizzazione. Una siringa preriempita è destinata all'uso su un singolo paziente durante una singola procedura. Conservare tra +2 °C e +25 °C e proteggere dall'umidità e dalla luce solare diretta. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Possibili effetti collaterali

Studi di biocompatibilità hanno confermato un alto livello di sicurezza nell'uso del prodotto. L'utilizzo del prodotto Flavya™ Excellence molto raramente è associato al rischio di reazioni tissutali indesiderate. Nel sito di iniezione possono verificarsi sintomi temporanei come dolore, arrossamento e gonfiore. Come nel caso di altri trattamenti di questo tipo, l'uso del prodotto comporta il rischio di infezione.

Interazioni

Finora non sono stati presentati dati relativi a complicazioni o effetti collaterali derivanti dall'interazione del prodotto con altre soluzioni iniettabili nel derma profondo.

Modalità di somministrazione e dosaggio

Disinfettare la pelle nel sito di iniezione. Rimuovere la siringa preriempita dalla confezione, togliere la pinza Luer-lock e infilare l'apposito ago sterile (ad es. 30G). Prima di eseguire l'iniezione, eliminare eventuali bolle d'aria.

Flavya™ Excellence viene iniettato in piccoli volumi nel derma profondo. La profondità dell'iniezione non deve superare 4 mm. Il prodotto può essere iniettato al massimo una volta alla settimana e dà tre a cinque volte durante il trattamento. Per mantenere l'effetto, si consiglia di ripetere il ciclo di trattamento ogni 4-6 mesi.

Proprietà e meccanismo d'azione

Le proprietà viscoelastiche e idratanti di Ialuronato di sodio permettono di reidratare i tessuti e creare un ambiente favorevole per prevenire il processo di invecchiamento della pelle. Pertanto, lo Ialuronato di sodio ha trovato ampio impiego nell'ambito della medicina estetica in mesoterapia.

Contenuto della confezione

Siringa preriempita sterile con 2 ml di gel trasparente inserita in un blister e 2 aghi sterili (30G).

Solo per uso da parte del medico.

FR

Mode d'emploi

Hyaluronate de sodium 44 mg
2 ml de gel à 2,2 % dans une seringue ampoule

Composition
1 ml contient :
Hyaluronate de sodium
Chlorure de sodium
Hydrogénophosphate disodique
Dihydrogénophosphate de sodium
Eau pour l'injection

Description

FLAVYA™ Excellence, de pH 6,8-7,4, contient du hyaluronate de sodium non réticulé, un polysaccharide naturellement présent dans la peau et le tissu conjonctif, obtenu par fermentation bactérienne, d'origine non animale. Le produit a été stérilisé et est apirogène. Il est destiné à être injecté dans les couches moyennes et profondes du derme. Ce produit est utilisé dans les traitements de rajeunissement de la peau durant le processus de vieillissement physiologique et durant le processus de réparation des tissus cutanés.

Indications

Pour accroître la capacité de la peau à retenir l'eau – améliorer l'hydratation, l'élasticité et la densité de la peau, protéger les cellules contre les radicaux libres, les revitaliser et accélérer la cicatrisation en initiant la synthèse du collagène et de l'élastine.

Contre-indications

Le produit ne doit pas être utilisé chez les patients :

- présentant une hypersensibilité connue à l'un des composants du produit ;
- présentant une infection au site d'injection prévu ;
- présentant une dermatose au site d'injection prévu ;
- prenant des anticoagulants.

Le resurfaçage au laser et le peeling moyen ne sont pas indiqués pendant le traitement au hyaluronate de sodium.

Précautions à prendre

Toutes les précautions doivent être respectées pendant la procédure afin d'éviter la survenue d'une infection. Le produit est destiné à être injecté dans le derme. Éviter de toucher la zone d'injection pendant au moins 12 heures après l'administration du produit. Éviter l'exposition prolongée au soleil pendant au moins une semaine après l'administration du produit. Ne pas utiliser d'agents contenant des sels d'ammonium quaternaire pour désinfecter la peau avant l'injection, car le hyaluronate peut précipiter à leur contact. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser dans des zones où d'autres implants ont déjà été appliqués. En raison de l'absence de données cliniques suffisantes, le produit ne doit pas être utilisé chez les enfants et chez les femmes pendant la grossesse et l'allaitement. Ne pas utiliser le produit si la seringue ampoule stérile est endommagée. Ne pas utiliser le produit après la date de péremption indiquée sur l'emballage. Le produit ne doit pas être restérilisé. La seringue ampoule est destinée à être utilisée pour un seul patient au cours d'un seul traitement. Conservé à une température comprise entre +2°C et +25°C. Protéger de l'humidité et de la lumière du soleil. Conservé le produit hors de portée des enfants.

Effets secondaires possibles

Les études de biocompatibilité ont confirmé la haute innocuité du produit. L'utilisation de Flavya™ Excellence est très rarement associée à un risque de réactions tissulaires indésirables. Des réactions locales telles que douleur, rougeur et gonflement peuvent survenir après l'injection. Comme pour les autres traitements de ce type, l'utilisation du produit est associée à un risque d'infection.

Interactions

À ce jour, aucune donnée n'a été communiquée concernant des complications ou des effets secondaires résultant d'une réaction du produit avec d'autres solutions d'injection dermique.

Application et dosage

Désinfecter la peau à l'endroit où l'injection est prévue. Retirer l'ampoule seringue de son emballage, enlever l'embout Luer-lock et visser une aiguille stérile adaptée (par exemple

30G). Éliminer les éventuelles bulles d'air avant de procéder à l'injection. Flavya™ Excellence s'injecte en petits volumes dans le derme. La profondeur d'injection ne doit pas dépasser 4 mm. Le produit peut être injecté au maximum une fois par semaine, trois à cinq fois au cours du traitement. Pour préserver ses effets, il est recommandé de répéter le cycle thérapeutique tous les quatre à six mois.

Propriétés et mécanisme d'action

Les propriétés viscoélastiques et hydratantes du hyaluronate de sodium favorisent la réhydratation des tissus et la création d'un contexte optimal pour prévenir le processus de vieillissement de la peau. C'est pour cette raison que le hyaluronate de sodium a trouvé une large application dans le domaine de la médecine esthétique en mésothérapie.

Contenu de l'emballage

Ampoule seringue stérile contenant 2 ml de gel incolore, placée dans un blister, et 2 aiguilles stériles (30G).

Réservé exclusivement aux médecins.

PT

Instruções de utilização

Hialuronato de sódio 44 mg
2 ml de gel 2,2% numa seringa pré-carregada

Composição
1 ml contém:

Hialuronato de sódio	22.000 mg
Cloreto de sódio	8.500 mg
Hydrogenofosfato dissódico	0,563 mg
Di-hydrogenofosfato de sódio	0,045 mg
Água para injetáveis	q.s.

Descrição
Flavya™ Excellence com pH 6,8-7,4 contém hialuronato de sódio não reticulado, polissacarídeo que ocorre naturalmente na pele e no tecido conjuntivo, produzido por fermentação bacteriana, de origem não animal. É estéril e não pirogênico. O produto destina-se a injeções nas camadas média a profunda da derme para tratamento de rejuvenescimento no processo de envelhecimento fisiológico e para a reparação de tecidos.

Indicações

Para aumentar a capacidade de ligação da água na pele - para melhorar a hidratação, a elasticidade e a densidade da pele, proteger as células contra os radicais livres, revitalizar as células e acelerar a cicatrização de feridas, iniciando a síntese de colagénio e elastina.

Contraindicações

O produto não deve ser administrado a doentes:
- com hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do produto;
- com processo de infeção no local da injeção;
- com dermatose no local da injeção;
- que estejam a tomar anticoagulantes.
O "resurfacing" a laser e o "peeling" de média profundidade não são recomendados durante o tratamento intradérmico com hialuronato de sódio.

Precauções

Devem ser tomadas todas as precauções de segurança durante o procedimento para evitar a ocorrência de infeções. O produto destina-se a injeções na derme. Evitar tocar no local da injeção durante pelo menos 12 horas após o tratamento. Evitar a exposição prolongada ao sol durante, pelo menos, uma semana após o tratamento. Não utilizar concomitantemente desinfetantes que contenham sais de amónio quaternário para a preparação da pele, uma vez que o hialuronano pode precipitar na sua presença. Não misturar com outros produtos. Não aplicar em zonas já tratadas com outros implantes. As crianças e as mulheres grávidas ou a amamentar não devem ser tratadas com este produto, uma vez que não existem dados clínicos disponíveis sobre a sua utilização nestes doentes. O produto não deve ser utilizado se a seringa pré-carregada estéril estiver danificada. O produto tem de ser utilizado antes do prazo de validade indicado na embalagem. Não voltar a esterilizar. Deve ser utilizado num único doente durante uma única consulta. Conservar a uma temperatura entre +2 °C e +25 °C. Manter afastado da luz solar. Proteger da humidade. O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças.

Potenciais efeitos secundários

Os estudos de biocompatibilidade confirmaram a elevada segurança do produto. A utilização do Flavya™ Excellence está associada ao risco de reações adversas dos tecidos em casos muito raros. Podem ocorrer reações locais temporárias, tais como dor, vermelhidão e inchaço, após a injeção. A utilização do produto, tal como outros procedimentos deste tipo, pode estar associada ao risco inerente de infeção.

Interações

Até à data, não foi registada qualquer incompatibilidade com outras soluções administradas na derme.

Administração e dosagem

Desinfetar a pele no local onde será dada a injeção. Retirar a seringa pré-carregada da embalagem, remover o fecho Luer-lock

e enroscar uma agulha estéril adequada (p. ex., 30G) na seringa. Retirar as bolhas de ar antes da injeção. O Flavya™ Excellence deve ser injetado em pequenos volumes na derme média a profunda. A profundidade da injeção não deve exceder 4 mm. O produto não pode ser injetado mais do que uma vez por semana, três a cinco vezes durante o tratamento. Os ciclos de tratamento de manutenção devem ser repetidos a cada 4-6 meses.

Propriedades e modo de ação

As propriedades viscoelásticas e hidratantes do hialuronato de sódio permitem a reidratação dos tecidos e a criação das condições ideais para prevenir o processo de envelhecimento da pele. Por conseguinte, o hialuronato de sódio é amplamente utilizado na área da medicina estética em mesoterapia.

Embalagem

Seringa pré-carregada estéril contendo 2 ml de gel transparente colocado num blister e 2 agulhas estéreis (30G).

Deve ser utilizado exclusivamente por um médico.

TR

Kullanım talimatları

Sodyum hyaluronat 44 mg
Önceden doldurulmuş şırıngada 2 ml %2,2 jel

Bileşim
1 ml şunları içerir:

Sodyum hyaluronat	22.000 mg
Sodyum klorür	8.500 mg
Disodyum hidrojen fosfat	0,563 mg
Sodyum dihidrojen fosfat	0,045 mg
Enjeksiyonluk su	gerektiği kadar

Açıklama

pH değeri 6,8-7,4 olan Flavya™ Excellence; çapraz bağlı olmayan sodyum hyalüronat, ciltte ve bağ dokusunda doğal olarak bulunan polisakkarit içerir ve bakteri fermentasyonu ile üretilen, hayvansal kaynaklı olmayan bir üründür. Sterildir ve pirojenik değildir. Ürün; fizyolojik yaşlanma sürecinde gençleştirme tedavisi ve doku onarımı amacıyla orta ve derin dermis katmanlarına enjeksiyon için tasarlanmıştır.

Endikasyonlar

Cildin su tutma kapasitesini arttırmak için - cildin hidrasyonunu, elastikiyetini ve yoğunluğunu arttırmak, hücreleri serbest radikallere karşı korumak, hücreleri canlandırmak ve kolajen ve elastin sentezini başlatarak yara iyileşmesini hızlandırmak için.

Kontrendikasyonlar

Ürün şu hastalara uygulanmamalıdır:
- ürünün bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan;
- enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon süreci olan;
- enjeksiyon bölgesinde dermatoz olan;
- anticoagülan kullananlar.
Sodyum hyaluronat ile intradermal tedavi sırasında lazer yüzey yenileme ve orta-derin peeling önerilmez.

Önlemler

Enfeksiyon oluşumunu önlemek için prosedür sırasında tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır. Ürün dermis içine enjeksiyonlar için tasarlanmıştır. Tedaviden sonra en az 12 saat boyunca enjeksiyon bölgesine dokunmaktan kaçının. Tedaviden sonra en az bir hafta boyunca güneş uzun süre maruz kalmaktan kaçının. Cilt preparatı için kuaterner anyonyum tuzları içeren dezenfektanlar birlikte kullanmayın çünkü bunların bulunduğu ortamda hyaluronan çökelebilir. Diğer ürünlerle karıştırmayınız. Diğer implantlarla işlem görmüş alanlara uygulamayın. Çocuklar, hamile veya emziren kadınlar bu ürünle tedavi edilmemelidir çünkü bu hastalarda kullanımı ile ilgili klinik veri mevcut değildir. Steril, önceden doldurulmuş şırınga hasar görmüşse ürün kullanılmamalıdır. Ürün, paket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanılmalıdır. Yeniden sterilize etmeyiniz. Tek bir randevu sırasında bir hasta üzerinde kullanılmalıdır. 2°C ile +25°C arasında sıcaklıklarda saklayınız. Güneş ışığından uzak tutunuz. Nemden koruyun. Ürün çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

Olası yan etkilер

Biyouyumluluk çalışmaları ürünün yüksek düzeyde güvenli olduğunu doğrulamıştır. Flavya™ Excellence kullanımı çok nadir durumlarda advers doku reaksiyonları riski ile ilişkilendirilmektedir. Enjeksiyondan sonra ağrı, kızamıklık ve şişme gibi geçici lokal reaksiyonlar oluşabilir. Bu şekildeki diğer prosedürler gibi ürünün kullanımı da enfeksiyon riskiyle ilişkilendirilebilir.

Etkileşimler

Şimdiye kadar dermise uygulanan diğer solüsyonlarla herhangi bir uyumsuzluk bildirilmemiştir.

Uygulama ve dozaj

Planlanan enjeksiyon bölgesindeki cildi dezenfekte edin. Önceden doldurulmuş şırıngayı paketinden alın, Luer-lock kapağını çıkarın ve uygun bir steril iğneyi (ör. 30G) şırıngaya vadalayın. Enjeksiyondan önce hasta kibarıcıklarını ortadan kaldırın. Flavya™ Excellence orta ila derin dermise küçük hacimlerde enjekte edilmelidir. Enjeksiyon derinliği 4 mm'yi

geçmemelidir. Ürün, tedavi sırasında üç ila beş kez olmak üzere haftada en fazla bir kez enjekte edilebilir. Bakım tedavisi döngüleri her 4-6 ayda bir tekrarlanmalıdır.

Özellikleri ve etki şekli

Sodyum hyaluronatin viskoelastik ve nemlendirici özellikleri, cildin yaşlanma sürecini önlemek için dokuların rehidrasyonu ve en uygun durumun yaratılmasını sağlar. Bu nedenle sodyum hyaluronat estetik tıp alanında mezoterapide yaygın olarak kullanılmaktadır.

Paketleme

Bir blister içine yerleştirilmiş 2 ml şeffaf jel ve 2 steril iğne (30G) içeren steril, önceden doldurulmuş şırınga.

Sadece bir tıp doktoru tarafından kullanılmalıdır.

GR

Οδηγίες χρήσης

Υαλουρονικό νάτριο 44 mg
2 ml γέλης 2,2% σε προγεμισμένη σύριγγα

Σύνθεση
1 ml περιέχει:

Υαλουρονικό νάτριο	22.000 mg
Χλωριούχο νάτριο	8.500 mg
Όξινο φωσφορικό δινάτριο	0,563 mg
Δισόδιο φωσφορικό νάτριο	0,045 mg
Υδωρ για ενέσιμα	q.s.

Περιγραφή

To Flavya™ Excellence με pH 6,8-7,4 περιέχει υαλουρονικό νάτριο χωρίς σταυροειδείς δεσμούς, πολυασκαρίτη που απαιτείται φυσικά στο δέρμα και τον συνδετικό ιστό, παράγεται από βακτηριακή ζύμωση και είναι μη ζωικής προέλευσης. Είναι αποστειρωμένο και μη πυρετογόνο. Το προϊόν προορίζεται για ενέσεις στις μέσες έως εν τώ βάθει στιβάδες του χορίου για τη θεραπεία αναζωογόνησης κατά τη διαδικασία της φυσιολογικής γήρανσης και για την επιδιόρθωση των ιστών.

Ενδείξεις

Για την αύξηση της ικανότητας δέσμευσης νερού στο δέρμα – για τη βελτίωση της ενυδάτωσης, της ελαστικότητας και της πυκνότητας του δέρματος, για την προστασία των κυττάρων από τις ελεύθερες ρίζες, την αναζωογόνηση των κυττάρων και την επιτάχυνση της επούλωσης των πληγών με την προώθηση της σύνθεσης κολλαγόνου και ελαστίνης.

Αντενδείξεις

Το προϊόν δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς:
- με γνωστή υπερευαίσθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του προϊόντος,
- με διεργασία μόλυνσης στο σημείο της ένεσης,
- με δερμάτωση στο σημείο της ένεσης,
- που χρησιμοποιούν αντιπηκτικά.
Δεν συνιστώνται η ανδοόμηση με λέιζερ και η απολέπιση μέσου βάθους κατά τη διάρκεια της ενδοδερμικής θεραπείας με υαλουρονικό νάτριο.

Προφυλάξεις

Πρέπει να τηρούνται όλες οι προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την αποφυγή της εμφάνισης μόλυνσης. Το προϊόν προορίζεται για ενέσεις στο χόριο. Αποφύγετε την επαφή με το σημείο της ένεσης για τουλάχιστον 12 ώρες μετά τη θεραπεία. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά τη θεραπεία. Μη χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα απολυμαντικά που περιέχουν τεταρτοταγή αλάτα αμμωνίου για την προετοιμασία του δέρματος, καθώς η υαλοουρονάνη μπορεί να προκαλέσει ιζηματοποίηση υπό την παρουσία τους.
Δίγερ προϊόνlerle karıştırmayınız. Diğer implantlarla işlem görmüş alanlara uygulamayın.

Çocuklar, hamile veya emziren kadınlar bu ürünle tedavi edilmemelidir çünkü bu hastalarda kullanımı ile ilgili klinik veri mevcut değildir. Steril, önceden doldurulmuş şırınga hasar görmüşse ürün kullanılmamalıdır. Ürün, paket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce kullanılmalıdır. Yeniden sterilize etmeyiniz. Tek bir randevu sırasında bir hasta üzerinde kullanılmalıdır. 2°C ile +25°C arasında sıcaklıklarda saklayınız. Güneş ışığından uzak tutunuz. Nemden koruyun. Ürün çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır.

Biyouyumluluk çalışmaları ürünün yüksek düzeyde güvenli olduğunu doğrulamıştır. Flavya™ Excellence kullanımı çok nadir durumlarda advers doku reaksiyonları riski ile ilişkilendirilmektedir. Enjeksiyondan sonra ağrı, kızamıklık ve şişme gibi geçici lokal reaksiyonlar oluşabilir. Bu şekildeki diğer prosedürler gibi ürünün kullanımı da enfeksiyon riskiyle ilişkilendirilebilir.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι μελέτες βιοσυμβατότητας έχουν επιβεβαιώσει την υψηλή ασφάλεια του προϊόντος. Η χρήση του Flavya™ Excellence σχετίζεται σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις με τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αντιδράσεων ιστού. Ενδέχεται να εμφανιστούν παροδικές τοπικές αντιδράσεις, όπως πόνος, ερυθρότητα και οίδημα, μετά την ένεση. Η χρήση του προϊόντος μπορεί να σχετίζεται με τον εγγενή κίνδυνο μόλυνσης, όπως και σε άλλες διαδικασίες αυτού του είδους.

Αλληλεπιδράσεις

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ασυμβατότητα με άλλα διαλύματα που χορηγούνται στο χόριο.

Χορήγηση και δοσολογία

Απολυμνάνε το δέρμα στο σημείο της προγραμματισμένης ένεσης. Αφαιρέστε την προγεμισμένη σύριγγα από τη συσκευασία, απομακρύνετε το πώμα Luer-lock και βιδώστε μια κατάλληλη αποστειρωμένη βελόνα (π.χ. 30G) στη σύριγγα. Αφαιρέστε τις φυσαλίδες αέρα πριν από την ένεση. Το Flavya™ Excellence πρέπει να χορηγείται σε μικρούς όγκους στο μέσο έως εν τώ βάθει χόριο. Το βάθος της ένεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm.

Το προϊόν πρέπει να χορηγείται μόνο μία φορά την εβδομάδα και τρεις έως πέντε φορές κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι κύκλοι της θεραπείας συντήρησης πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 4-6 μήνες.

Ιδιότητες και τρόπος δράσης

Οι ιδιότητες ιξωδοελαστικότητας και ενυδάτωσης του υαλουρονικού νατρίου επιτρέπουν την ενυδάτωση των ιστών και τη δημιουργία βέλτιστων συνθηκών για την πρόληψη της διαδικασίας γήρανσης του δέρματος. Ως εκ τούτου, το υαλουρονικό νάτριο χρησιμοποιείται ευρέως στη μεσοθεραπεία στον τομέα της αισθητικής ιατρικής.

Συσκευασία

Αποστειρωμένη προγεμισμένη σύριγγα που περιέχει 2 ml διαφανούς γέλης τοποθετημένης σε κυψέλη και 2 αποστειρωμένες βελόνες (30G).

Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ιατρό.

AR

<p>تعطيمات الاستدّام</p> <p>هيايورنات الصوديوم 44 ملغ 2 ملي جل بتركيز 2.2% في محقنة معبأة مسبقاً</p>	
<p>التركيب</p> <p>يحتوي كل 1 ملي على:</p> <p>هيايورنات الصوديوم</p> <p>كلوريد الصوديوم</p> <p>فوسفات أحادي الهيدروجين ثنائي الصوديوم</p> <p>فوسفات الصوديوم ثنائي الهيدروجين</p> <p>ماء الحقن</p>	
<p>الوصف</p> <p>يحتوي Flavya™ Excellence ذو الرقم الهيدروجيني 7.4-6.8 على هيالورونات صوديوم غير متصلبة الترابط، وهو متعدد سكاريد موجود بصورة طبيعية في الجلد والأنسجة الضامة من أصل غير حيواني، تم إنتاجه عن طريق التخمير البكتيري. وهو منتج معقم غير مؤلم للخصي يستخدم للحقن في طبقات الأدمة المتوسطة إلى العميقة كعلاج تجديدّي مُضادّ للتغيرات الفسيولوجية الناجمة عن التقدّم في السن، يعمل على ترميم الأنسجة.</p>	

<p>نواعي الاستدّام</p> <p>لزيادة القدرة على احتفاظ الجلد بالمياه – لتحسين عملية ترطيب البشرة ومرونتها وكثافتها، ولتنشيط وحماية الخلايا من الجذور الحرة وكذلك لتسريع التئام الجروح عن طريق تحفيز تكوين الكولاجين والإيلاستين.</p> <p>موانع الاستدّام</p> <p>لا يجب إعطاء هذا المنتج لمرضى:</p> <p>- لديهم فرط حساسية ضد أي من مكونات هذا المنتج؛</p> <p>- يعانون من عدوى في موقع الحقن؛</p> <p>- يعانون من مرض جلدي في موقع الحقن؛</p> <p>- يستخدمون مضادات التخثر.</p> <p>لا يصبح بإجراء عمليات إعادة التنسيط بالليزر (Laser resurfacing) والتقشير (peeling) المتوسط والعقيق أثناء العلاج داخل الأدمة باستخدام هيالورونك الصوديوم.</p>	
<p>الاحتياطات</p> <p>يجب اتخاذ جميع احتياطات السلامة أثناء هذا الإجراء للحيلولة دون حدوث أي عدوى. هذا المنتج مخصص للحقن داخل الأدمة.</p> <p>تجنب لمس موقع الحقن لفترة لا تقل عن 12 ساعة بعد العلاج. تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة لمدة أسبوع واحد على الأقل بعد العلاج.</p> <p>لا تستخدم بشكل متزامن أي مطهرات تحتوي على أملاح رُباعية الأمونيوم في عملية تحضير الجلد، حيث أن مادة الهيالورونان يمكن أن ترتبب في وجودها.</p> <p>لا يجب خلط المنتج بأي من المنتجات الأخرى. لا يستخدم المنتج في المناطق التي تم علاجها بغرسات أخرى.</p> <p>لا ينبغي معالجة الأطفال والحوامل بهذا المنتج، حيث لا تتوفر أي بيانات سريرية بشأن معالجة هذه المجموعات من المرضى به.</p> <p>لا يجب استخدام المنتج في حال تعرضت المحقنة المعقمة والمعبأة مسبقاً للتلوث.</p> <p>يجب أن يتم استدّام هذا المنتج قبل تاريخ انتهاء الصلاحية الموضح على العبوة.</p> <p>المنتج غير قابل لإعادة التعقيم.</p> <p>المنتج مُعدّ للاستخدام من قبل مريض واحد في جلسة علاجية واحدة.</p> <p>يُحفظ المنتج في درجة حرارة تتراوح بين زائد 2 مئوية وزائد 25 مئوية. ويحفظ بعيدًا عن أشعة الشمس. يُحصى من الرطوبة.</p> <p>يجب الاحتفاظ بالمنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.</p>	
<p>الأثار الجانبية المحتملة</p> <p>أكدت دراسات التوافق الحيوي على أن المنتج آمن إلى درجة كبيرة. في بعض حالات نادرة جدًا، يمكن أن يصاحب استخدام Flavya™ Excellence مخاطر حدوث تفاعلات حسّية سلبية. يمكن حدوث بعض الأعراض الموضعية المؤقتة، مثل الألم والاحمرار والتورم بعد عملية الحقن. يمكن أن يرتبط استخدام المنتج بمخاطر الإصابة بالعدوى كما هو الحال في مثل هذه الإجراءات.</p>	
<p>التداخلات</p> <p>لم يتم تسجيل أي حالات تتأفر مع الحلول الأخرى المتبعة في معالجة الأدمة حتى الآن.</p>	

<p>الجرعة والإعطاء</p> <p>قُم بتطهير الجلد في الموقع المخطط للحقن. قُم بإخراج المحقنة المعبأة مسبقًا من العبوة، أزل سدادة قفل لور، ثم قُم بتركيب ابرة معقمة ومناسبة الحجم (30G مثلاً) على المحقنة عن طريق التدوير. قُم بإزالة فقاعات الهواء قبل الحقن. يتم حقن Flavya™ Excellence بكميات صغيرة في أنسجة الأدمة المتوسطة إلى العميقة. يجب ألا يتجاوز عمق الحقن 4 مم.</p> <p>يجب ألا يُحقن المنتج أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، ومن ثلث إلى خمس مرات أثناء المعالجة. يجب تكرار دورات العلاجية كل 4-6 أشهر.</p>	
<p>الخصائص وآلية العمل</p> <p>الزوجة المطاطية التي يتمتع بها مُركّب هيالورونات الصوديوم وقدرته على الترطيب تسمح له بإعادة ترطيب الأنسجة وإنشاء الحالة المثالية للحليولة دون تعريض الجلد للتغيرات المصاحبة لتقدّم السن. وبالتالي، فإن مركب هيالورونات الصوديوم يستخدم على نطاق واسع في مجال الطب التجميلي وعلى الأخص في علاج الميزوتيرابي.</p>	

<p>العبوة</p> <p>محقنة معقّمة ومعبأ مسبقاً تحتوي على 2 ملي من جل شفاف داخل فقاعة وإبرتين معقمتين (بقياس G30).</p>	
<p>يستخدم من قبل الأطباء فقط.</p>	

EN		
<p>Manufacturer: Biovico Sp. z o.o. Hutnicza 15 B 81-061 Gdynia, Poland, EU</p>		<p>+48 58 660 44 88 office@biovico.com www.biovico.com</p>
PL		
<p>Wytwórca: Biovico Sp. z o.o. Hutnicza 15 B 81-061 Gdynia, Polska, UE</p>		<p>+48 58 660 44 88 office@biovico.com www.biovico.com</p>
DE		
<p>Hersteller: Biovico Sp. z o.o. Hutnicza 15 B 81-061 Gdynia, Polen, EU</p>		<p>+48 58 660 44 88 office@biovico.com www.biovico.com</p>
ES		
<p>Fabricante: Biovico Sp. z o.o. Hutnicza 15 B 81-061 Gdynia, Polonia, UE</p>		<p>+48 58 660 44 88 office@biovico.com www.biovico.com</p>
IT		
<p>Produttore: Biovico Sp. z o.o. Hutnicza 15 B 81-061 Gdynia, Polonia, UE</p>		<p>+48 58 660 44 88 office@biovico.com www.biovico.com</p>
FR		
<p>Fabricant : Biovico Sp. z o.o. Hutnicza 15 B 81-061 Gdynia, Pologne, UE</p>		<p>+48 58 660 44 88 office@biovico.com www.biovico.com</p>
PT		
<p>Fabricante: Biovico Sp. z o.o. Hutnicza 15 B 81-061 Gdynia, Polónia, EU</p>		<p>+48 58 660 44 88 office@biovico.com www.biovico.com</p>
TR		
<p>Üretici: Biovico Sp. z o.o. Hutnicza 15 B 81-061 Gdynia, Polonya, AB</p>		<p>+48 58 660 44 88 office@biovico.com www.biovico.com</p>
GR		
<p>Κατασκευαστής: Biovico Sp. z o.o. Hutnicza 15 B 81-061 Gdynia, Πολωνία, EE</p>		<p>+48 58 660 44 88 office@biovico.com www.biovico.com</p>
AR		

الشركة المصنعة:

Biovico Sp. z o.o.

Hutnicza 15 B

Gdynia 81-061, بولندا, الاتحاد الأوروبي